

MARTINIQUE

Axe 1 : Soins / La prise en soins / Les services supports qui favorisent les bonnes pratiques de prise en charge

Module n°1 : 41 - Réanimation et soins critiques adultes et pédiatriques

Contexte

La formation en présentiel est interactive et permet une évaluation continue de la compréhension et de l'acquisition des connaissances de l'apprenant par des apports théoriques, des ateliers pratiques, des ateliers de simulation, des études de cas cliniques, des questions/réponses, des tours de tables, etc. Pratico Santé suit les recommandations de la S.R.L.F et de la S.F.A.R. Une mise à jour des contenus est réalisée annuellement. Au cours de ces formations en présentiel, Pratico Santé a pour habitude de mettre en avant la simulation ainsi que des cas concrets et pratiques. Pratico Santé applique à la lettre les recommandations de l'H.A.S sur la simulation médicale : briefing, simulation et débriefing.

Objectifs

Module 1 : Maintien des compétences en réanimation / soins critiques**

-1A : module ouvert aux équipes soignantes de la Fonction Publique Hospitalière exerçant en service de réanimation/soins critiques adultes et pédiatriques Organisation et planification des soins Communication patients, familles et équipes soignantes Précautions d'hygiène et éléments de protection individuels Défaillances d'organes et urgences vitales

-1B : **module complémentaire spécifique aux fonctions d'IDE** Monitorages et alarmes Défaillances d'organes Nutrition artificielle Infectieux

Renseignements complémentaires

Durée : Module 1A : 2 jours Module 1B : 1 jour Module 2A : 2 jours Module 2B : 1 jour

Public

Agents de la F.P.H exerçant dans d'autres services qu'en soins critiques adultes ou pédiatriques ; volontaires pour la réserve de renforts en personnel paramédical dans les unités de soins critiques adultes ou pédiatriques

Module 1 : Agents de la Fonction Publique Hospitalière exerçant en service de réanimation/soins critiques adultes et pédiatriques

Exercice

2024

Nature

AFN

Organisé par

FORMAVENIR / REALCARE

Durée

N/C